


液体ヘリウム液面計 HLM-100

HLM-100 は、液体ヘリウム用の液量計測器です。容器内の液体ヘリウムの液面（残量）を計測します。また液面計本体のみで計測と表示を行うことができ、USB ケーブルでコンピュータに接続することで測定周期を自由に設定したり、計測の結果をファイルに記録することが可能になります。



背面

仕様

- ▶ 入力電源：AC90~240V
- ▶ センサ入力：1チャンネル (RM12BRD レセプタクル 5 極ソケット)
- ▶ Position 出力：1チャンネル (BNC レセプタクル)
- ▶ PC との接続：USB (mini-B 端子)
- ▶ OS：Windows® 7 (32bit/64bit) / Windows® 10 (32bit/64bit)
- ▶ 寸法：幅 180× 奥行 240× 高さ 78mm

*本製品はオプション品につき、ユニソクユーザー様への販売のみとなります。単体販売はできませんのでご了承願います。
*仕様・概観などは予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承願います。