

ステージ位置センサ SPC-UCP

SPC-UCP は USM1500 シリーズなどで採用されている投入型 SPM ヘッドの Z ステージ位置を検出するためのコントローラです。投入型の場合、サンプルと針のアプローチポイントを目視して近づけることができません。そこで SPC-UCP により、Z 方向のステージ位置を検出することで、アプローチ時間を大幅に短縮することができます。



仕様

- ▶ 入力電源：AC90~240V
- ▶ センサ入力：1 チャンネル (RM12BRD レセプタクル 7 極ソケット)
- ▶ Position 出力：1 チャンネル (BNC レセプタクル)
- ▶ OS：Windows XP もしくは Windows 7 (Windows® 8 以降は対応していません)
- ▶ 寸法：幅 180× 奥行 240× 高さ 78mm
- ▶ 表示範囲：0~6.0mm (0.2mm 精度)

*本製品はオプション品につき、ユニソクユーザー様への販売のみとなります。単体販売はできませんのでご了承願います。
*仕様・概観などは予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

株式会社 ユニソク

UNISOKU
TII Group

E-mail: info@unisoku.co.jp Web site: <http://www.unisoku.co.jp/>

本社・研究所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072(858)6456 FAX 072(859)5655

20200909