

UTC-100

多元エバポレーターUEシリーズ用 温度コントローラ



温度コントローラ

入力	入力電圧	100-240V
出力	最大出力電圧	15V
	最大出力電流	7A(デジタルメータによる電圧表示)
	出力数	4チャンネル切り替え
	出力調整	電流出力の手動調整
温度モニタ	温度センサ	熱電対 W-Re (高温蒸着 UE-104CT, 103CST, 103CSFT用) 熱電対 Kタイプ (有機分子蒸着 UE-204CT, 203CST, 203CSFT用)
	表示数	1チャンネル (制御切替と連動)
温度制御	制御回路	温度センサ入力に基づく電流出力PI制御
	制御数	1チャンネル (4チャンネル切替式)
	設定温度入力	10回転ポテンショに入力、デジタルメータによる表示
筐体サイズ	幅430×奥行約350×高さ約100(mm)	

※仕様・外観などは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 ユニソク

UNISOKU
TII Group

E-mail: info@unisoku.co.jp Web site: <http://www.unisoku.co.jp/>

本社・研究所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072(858)6456 FAX 072(859)5655

20200827