

New


UnispeKs

CoolLink クールリンク

CoolSpeK用 自動温度可変ソフトウェア

温度依存スペクトルの自動測定が可能に！

picoTAS, 各社の分光光度計, etc.



Features

専用ソフトにより容易に温度プロファイルのデザインが可能


実際の温度をリアルタイムで監視可能

各社の分光光度計との連携が可能*

*機種に依存します


Applications

- ◆ UV/VIS 分光光度計
- ◆ 蛍光光度計
- ◆ 過渡吸収分光システム (picoTAS、TSP-2000 など)
- ◆ 蛍光寿命測定装置



「slope」機能を使った一定速度での温度降下プロファイル例

市販の分光光度計との連携方法



株式会社 ユニソク

UNISOKU
TII Group

E-mail: info@unisoku.co.jp Web site: <https://www.unisoku.co.jp/>

〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072(858)6456 FAX 072(859)5655